

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ

Широкий ассортимент хирургических игл производства компании MANI, Япония

Длина: от 4 до 150 мм **Диаметр:** от 0,10 до 1,50 мм

Изгиб: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{7}{16}$ окружности
Лыжеобразные, крючкообразные (J-образные), прямые

Тип острия: Колющая, обратно-режущая, режущая, трокарная, тупоконечная, шпательная

Виды исполнения

Комплект нестерильных хирургических игл в индивидуальной упаковке (10 шт в блистере)

Иглы хирургические стерильные (от 1 до 5 шт) в комплекте с хирургическими нитями в отрезках или на катушке

Иглы в составе медицинского изделия применяются однократно




MANI®







ОПИСАНИЕ КОДА ИГЛЫ

SE - M H 13 F
 1 2 3 4 5






1 ТИП УШКА



2 ФОРМА НАКОНЕЧНИКА



3 ИЗГИБ



4 НОМЕР

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



















ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ SE-MH



Режущая игла, 1/2 окружности




	Размер	Длина	Диаметр	Код изделия
		13 мм	0,53 мм	SE-MH 13
		15 мм	0,53 мм	SE-MH 15
		18 мм	0,58 мм	SE-MH 18
		21 мм	0,68 мм	SE-MH 21
		24 мм	0,68 мм	SE-MH 24
		28 мм	0,78 мм	SE-MH 28
		32 мм	0,78 мм	SE-MH 32
		36 мм	0,88 мм	SE-MH 36
		41 мм	0,98 мм	SE-MH 41
		45 мм	1,08 мм	SE-MH 45
		50 мм	1,08 мм	SE-MH 50
		55 мм	1,08 мм	SE-MH 55
		60 мм	1,18 мм	SE-MH 60
		65 мм	1,18 мм	SE-MH 65
		70 мм	1,28 мм	SE-MH 70

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ SE-MH LL



Режущая игла массивная, 1/2 окружности
















	Размер	Длина	Диаметр	Код изделия
	28 мм	0,98 мм	SE-MH 28 LL	
	32 мм	0,98 мм	SE-MH 32 LL	
	36 мм	1,18 мм	SE-MH 36 LL	
	40 мм	1,28 мм	SE-MH 40 LL	
	45 мм	1,28 мм	SE-MH 45 LL	
	50 мм	1,28 мм	SE-MH 50 LL	
	55 мм	1,28 мм	SE-MH 55 LL	
	60 мм	1,28 мм	SE-MH 60 LL	
	65 мм	1,38 мм	SE-MH 65 LL	

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ SE-MG L



Режущая игла усиленная для гинекологии, $\frac{7}{16}$ окружности



	Размер	Длина	Диаметр	Код изделия
		26 мм	0,88 мм	SE-MG 26 L
		31 мм	0,98 мм	SE-MG 31 L
		36 мм	0,98 мм	SE-MG 36 L
		41 мм	1,08 мм	SE-MG 41 L
		45 мм	1,08 мм	SE-MG 45 L
		51 мм	1,18 мм	SE-MG 51 L
		56 мм	1,28 мм	SE-MG 56 L
		61 мм	1,28 мм	SE-MG 61 L
		66 мм	1,38 мм	SE-MG 66 L
		71 мм	1,38 мм	SE-MG 71 L
		76 мм	1,48 мм	SE-MG 76 L

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ SE-ME



Режущая игла, $\frac{3}{8}$ окружности
















	Размер	Длина	Диаметр	Код изделия
		15 мм	0,53 мм	SE-ME 15
		18 мм	0,58 мм	SE-ME 18
		21 мм	0,68 мм	SE-ME 21
		24 мм	0,68 мм	SE-ME 24
		28 мм	0,78 мм	SE-ME 28
		32 мм	0,78 мм	SE-ME 32
		36 мм	0,88 мм	SE-ME 36
		41 мм	0,98 мм	SE-ME 41
		45 мм	1,08 мм	SE-ME 45
		50 мм	1,08 мм	SE-ME 50
		55 мм	1,08 мм	SE-ME 55
		60 мм	1,18 мм	SE-ME 60
		65 мм	1,18 мм	SE-ME 65
		70 мм	1,28 мм	SE-ME 70

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ SE-MK

MANI®

Режущая игла, 1/4 окружности




	Размер	Длина	Диаметр	Код изделия
		21 мм	0,68 мм	SE-MK 21
		24 мм	0,68 мм	SE-MK 24
		28 мм	0,78 мм	SE-MK 28
		32 мм	0,78 мм	SE-MK 32
		36 мм	0,88 мм	SE-MK 36
		41 мм	0,98 мм	SE-MK 41
		45 мм	1,08 мм	SE-MK 45
		50 мм	1,08 мм	SE-MK 50
		55 мм	1,08 мм	SE-MK 55
		60 мм	1,18 мм	SE-MK 60
		65 мм	1,18 мм	SE-MK 65
		70 мм	1,28 мм	SE-MK 70

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ SE-MF LL



Режущая игла массивная, 5/8 окружности




	Размер	Длина	Диаметр	Код изделия
		28 мм	0,98 мм	SE-MF 28 LL
		32 мм	0,98 мм	SE-MF 32 LL
		36 мм	1,18 мм	SE-MF 36 LL
		40 мм	1,28 мм	SE-MF 40 LL
		45 мм	1,28 мм	SE-MF 45 LL
		50 мм	1,28 мм	SE-MF 50 LL
		55 мм	1,28 мм	SE-MF 55 LL
		60 мм	1,38 мм	SE-MF 60 LL
		65 мм	1,38 мм	SE-MF 65 LL

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ SE-MS



Режущая игла прямая



	Размер	Длина	Диаметр	Код изделия
		24 мм	0,68 мм	SE-MS 24
		32 мм	0,78 мм	SE-MS 32
		36 мм	0,88 мм	SE-MS 36
		41 мм	0,98 мм	SE-MS 41
		45 мм	1,08 мм	SE-MS 45
		53 мм	1,08 мм	SE-MS 53
		60 мм	1,18 мм	SE-MS 60

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ SE-TH



Колющая игла, 1/2 окружности




	Размер	Длина	Диаметр	Код изделия
		13 мм	0,53 мм	SE-TH 13
		15 мм	0,53 мм	SE-TH 15
		18 мм	0,58 мм	SE-TH 18
		21 мм	0,68 мм	SE-TH 21
		24 мм	0,68 мм	SE-TH 24
		28 мм	0,78 мм	SE-TH 28
		32 мм	0,78 мм	SE-TH 32
		36 мм	0,88 мм	SE-TH 36
		41 мм	0,98 мм	SE-TH 41
		45 мм	1,08 мм	SE-TH 45
		50 мм	1,08 мм	SE-TH 50
		55 мм	1,08 мм	SE-TH 55
		60 мм	1,18 мм	SE-TH 60
		65 мм	1,18 мм	SE-TH 65
		70 мм	1,28 мм	SE-TH 70

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ SE-TH F



Колющая игла для абдоминальной хирургии, 1/2 окружности




	Размер	Длина	Диаметр	Код изделия
		13 мм	0,48 мм	SE-TH 13 F
		18 мм	0,53 мм	SE-TH 18 F
		21 мм	0,58 мм	SE-TH 21 F
		24 мм	0,58 мм	SE-TH 24 F
		29 мм	0,63 мм	SE-TH 29 F
		32 мм	0,63 мм	SE-TH 32 F
		34 мм	0,73 мм	SE-TH 34 F
		36 мм	0,73 мм	SE-TH 36 F
		40 мм	0,78 мм	SE-TH 40 F
		45 мм	0,78 мм	SE-TH 45 F
		50 мм	0,88 мм	SE-TH 50 F
		55 мм	0,88 мм	SE-TH 55 F
		60 мм	0,88 мм	SE-TH 60 F

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ SE-TH LL



Колющая игла массивная, 1/2 окружности



	Размер	Длина	Диаметр	Код изделия
	28 мм	0,98 мм	SE-TH 28 LL	
	32 мм	0,98 мм	SE-TH 32 LL	
	36 мм	1,18 мм	SE-TH 36 LL	
	40 мм	1,28 мм	SE-TH 40 LL	
	45 мм	1,28 мм	SE-TH 45 LL	
	50 мм	1,28 мм	SE-TH 50 LL	
	55 мм	1,28 мм	SE-TH 55 LL	
	60 мм	1,28 мм	SE-TH 60 LL	
	65 мм	1,38 мм	SE-TH 65 LL	

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ SE-TG L

MANI®

Колющая игла усиленная для гинекологии, $\frac{7}{16}$ окружности



	Размер	Длина	Диаметр	Код изделия
	26 мм	0,88 мм	SE-TG 26 L	
	31 мм	0,98 мм	SE-TG 31 L	
	36 мм	0,98 мм	SE-TG 36 L	
	41 мм	1,08 мм	SE-TG 41 L	
	45 мм	1,08 мм	SE-TG 45 L	
	51 мм	1,18 мм	SE-TG 51 L	
	56 мм	1,28 мм	SE-TG 56 L	
	61 мм	1,28 мм	SE-TG 61 L	
	66 мм	1,38 мм	SE-TG 66 L	
	71 мм	1,38 мм	SE-TG 71 L	
	76 мм	1,48 мм	SE-TG 76 L	

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ SE-TE



Колющая игла, $\frac{3}{8}$ окружности



	Размер	Длина	Диаметр	Код изделия
	15 мм	15 мм	0,53 мм	SE-TE 15
	18 мм	18 мм	0,58 мм	SE-TE 18
	21 мм	21 мм	0,68 мм	SE-TE 21
	24 мм	24 мм	0,68 мм	SE-TE 24
	28 мм	28 мм	0,78 мм	SE-TE 28
	32 мм	32 мм	0,78 мм	SE-TE 32
	36 мм	36 мм	0,88 мм	SE-TE 36
	41 мм	41 мм	0,98 мм	SE-TE 41
	45 мм	45 мм	1,08 мм	SE-TE 45
	50 мм	50 мм	1,08 мм	SE-TE 50
	55 мм	55 мм	1,08 мм	SE-TE 55
	60 мм	60 мм	1,18 мм	SE-TE 60
	65 мм	65 мм	1,18 мм	SE-TE 65
	70 мм	70 мм	1,28 мм	SE-TE 70

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ SE-TE F

MANI®

Колющая игла для абдоминальной хирургии, $\frac{3}{8}$ окружности




	Размер	Длина	Диаметр	Код изделия
		18 мм	0,53 мм	SE-TE 18 F
		24 мм	0,58 мм	SE-TE 24 F
		29 мм	0,63 мм	SE-TE 29 F
		34 мм	0,73 мм	SE-TE 34 F
		40 мм	0,78 мм	SE-TE 40 F
		45 мм	0,78 мм	SE-TE 45 F
		50 мм	0,88 мм	SE-TE 50 F
		55 мм	0,88 мм	SE-TE 55 F

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ SE-TF LL



Колющая игла массивная, $\frac{5}{8}$ окружности



	Размер	Длина	Диаметр	Код изделия
		28 мм	0,98 мм	SE-TF 28 LL
		32 мм	0,98 мм	SE-TF 32 LL
		36 мм	1,18 мм	SE-TF 36 LL
		40 мм	1,28 мм	SE-TF 40 LL
		45 мм	1,28 мм	SE-TF 45 LL
		50 мм	1,28 мм	SE-TF 50 LL
		55 мм	1,28 мм	SE-TF 55 LL
		60 мм	1,38 мм	SE-TF 60 LL
		65 мм	1,38 мм	SE-TF 65 LL

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ SE-TS

MANI®

Колющая игла прямая




	Размер	Длина	Диаметр	Код изделия
	24 мм	0,68 мм	SE-TS 24	
	36 мм	0,88 мм	SE-TS 36	
	45 мм	1,08 мм	SE-TS 45	
	53 мм	1,08 мм	SE-TS 53	
	55 мм	1,08 мм	SE-TS 55	
	65 мм	1,18 мм	SE-TS 65	
	70 мм	1,28 мм	SE-TS 70	
	75 мм	1,28 мм	SE-TS 75	

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ SE-TS F



Колющая игла для абдоминальной хирургии, прямая





	Размер	Длина	Диаметр	Код изделия
	24 мм	0,58 мм	SE-TS 24 F	
	29 мм	0,63 мм	SE-TS 29 F	
	34 мм	0,73 мм	SE-TS 34 F	
	38 мм	0,78 мм	SE-TS 38 F	
	43 мм	0,78 мм	SE-TS 43 F	
	48 мм	0,88 мм	SE-TS 48 F	
	50 мм	0,88 мм	SE-TS 50 F	
	55 мм	0,88 мм	SE-TS 55 F	
	65 мм	0,88 мм	SE-TS 65 F	

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ SE-BH

MANI®

Колющая игла тупоконечная, 1/2 окружности








	Размер	Длина	Диаметр	Код изделия
		41 мм	1,08 мм	SE-BH 41
		51 мм	1,18 мм	SE-BH 51
		66 мм	1,38 мм	SE-BH 66

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ SE-MI

MANI®

Режущая игла для офтальмологии, $\frac{5}{16}$ окружности



	Размер	Длина	Диаметр	Код изделия
		15 мм	0,48 мм	SE-MI 15 *
		18 мм	0,53 мм	SE-MI 18 *
		21 мм	0,58 мм	SE-MI 21 *

* Возможна поставка по 1 штуке

Колющая игла для офтальмологии, $\frac{5}{16}$ окружности



	Размер	Длина	Диаметр	Код изделия
		7 мм	0,33 мм	SE-TI 07 *
		9 мм	0,38 мм	SE-TI 09 *
		11 мм	0,38 мм	SE-TI 11 *
		13 мм	0,43 мм	SE-TI 13 *
		15 мм	0,48 мм	SE-TI 15 **
		18 мм	0,53 мм	SE-TI 18 *
		21 мм	0,58 мм	SE-TI 21 *

* Возможна поставка по 1 штучке

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ SE-ZI



Шпательная игла для офтальмологии, $\frac{5}{16}$ окружности




	Размер	Длина	Диаметр	Код изделия
		7 мм	0,33 мм	SE-ZI 07 *
		9 мм	0,38 мм	SE-ZI 09 *
		11 мм	0,38 мм	SE-ZI 11 *
		13 мм	0,43 мм	SE-ZI 13 *

* Возможна поставка по 1 штуке

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ SE-RH

MANI[®]

Колюще-режущая игла для, 1/2 окружности



	Размер	Длина	Диаметр	Код изделия
	22 мм	0,98 мм	SE-RH 22	
	25 мм	0,98 мм	SE-RH 25	
	29 мм	1,08 мм	SE-RH 29	
	35 мм	1,18 мм	SE-RH 35	
	46 мм	1,28 мм	SE-RH 46	
	60 мм	1,38 мм	SE-RH 60	